

Version Number: 1.0-1708

RNase Eraser

For removing RNase contamination from work surfaces, glass and plastic surfaces, wares and so on

试剂盒组成	RC-01011	RC-01012
	100 ml	1500 ml
RNase Eraser	100 ml x1	100 ml x15
说明书	1 份	1 份

产品简介

RNase Eraser 是一款新型 RNase 清除剂,能够快速有效的去除空气、固体表面 RNase 的污染,保证 RNA 相关实验的顺利进行。

产品特点

- ◆ 简单性:处理后无需其他处理,只需要蒸馏水擦拭即可。
- ◆ 高效性:短时间内能够清除高浓度的 RNase。
- ◆ 广泛性:能灭活 RNase T1、RNase H、BAL31、S1、Mung bean nuclease 等 RNase 和 DNase。
- ◆ 安全性:本品不添加任何对人体有毒害的物质。
- ◆ 保存方便,常温即可,随用随喷。

试剂盒应用

适用于实验室去除固相表面的 RNase 污染,尤其是 RNA 操作实验室。

运输及储存条件

RNase Eraser 为液体试剂,常温(15-25°C)保存,保存时间为 24 个月。**请勿冷冻。**

注意事项:(请务必在使用试剂盒前仔细阅读注意事项)

- ◆ RNase Eraser 试剂低温下可能出现沉淀,若出现沉淀请至于 37°C 溶解后使用。
- ◆ 不要剧烈摇晃试剂,以免形成过量的泡沫,影响喷洒效果。
- ◆ 避免将试剂长时间暴露于空气中;长期和空气接触会产生挥发、氧化、pH 值变化,影响使用效果。
- ◆ RNase Eraser 有弱腐蚀性,操作时候请佩戴手套,使用喷洒瓶时请戴口罩并在通风橱等通风环境下进行,以防对人产生刺激。
- ◆ 避免用于某些易腐蚀的金属耗材表面。

操作步骤

不同的固相表面请参照下面说明进行操作

1. 工作平台

直接将 RNase Eraser 原液喷洒于工作台面,1min 后用吸水纸擦净或者用清水冲洗干净,晾干。

2. 实验仪器

用浸有 RNase Eraser 溶液的纸巾擦拭设备表面,用蒸馏水冲洗后用吸水纸擦净设备。一些小的设备可以浸泡在 RNase Eraser 溶液中,然后用蒸馏水冲洗干净后,干燥即可。

注意:用 RNase Eraser 溶液处理金属器械的时间不能超过 2min。

3. 玻璃和塑料器皿

可将 RNase Eraser 溶液喷洒与器皿表面和内部或把器皿浸泡在 RNase Eraser 溶液,后用蒸馏水彻底清洗两次,烘干或者倒立晾干后备用。如处理离心管可直接将 RNase Eraser 溶液加入离心管中,进行涡旋震荡,离心后彻底去除 RNase Eraser 溶液,蒸馏水冲洗两次,晾干后备用。

4. 移液器

按照移液器说明书,分离移液器的前端,留下接口塞和圈套后将其在 RNase Eraser 溶液浸放 1min,用 75%无水乙醇擦拭,晾干,组装。